



PROVEEDOR
DE SALUD

INSTITUTO DE SALUD Y DIAGNOSTICO S.A. DE C.V.

INSADISA

Guía rápida para el uso del
equipo Mission U120 Ultra

CODIGO: R 8.5.1-3.g

Revisión # 0

Fecha de revisión: 05-04-2018

Fecha de emisión: 05-04-2018

Mission U120 Ultra



Cualquier duda favor de comunicarse al: 01 477 7114056

O contactar a través de: abbainsadisa.com/contactar

Esta Guía Rápida se puede descargar en abbainsadisa.com/descargas



PROVEEDOR
DE SALUD

INSTITUTO DE SALUD Y DIAGNOSTICO S.A. DE C.V.

INSADISA

Guía rápida para el uso del equipo Mission U120 Ultra

CODIGO: R 8.5.1-3.g

Revisión # 0

Fecha de revisión: 05-04-2018

Fecha de emisión: 05-04-2018

Introducción

Al encender el equipo, se preguntará si el usuario desea calibrar la pantalla. El aviso durará aproximadamente 5 segundos, en caso de seleccionar “no” o no realizar ninguna acción, el equipo procederá a realizar el autoanálisis y se expulsará la tabla de examen.

Una vez terminado el autoanálisis el equipo mostrará los resultados en pantalla.

Configuración inicial

En la primera configuración que pide el equipo se debe ingresar la siguiente información:

Idioma	Español
Fecha/Hora	Indicar la fecha y hora actual
Número de examen	000001
Tipo de tira	2CE
Formato de examen	Prueba Rápida



El tipo de tira se indicará en el empaque del tubo, como se muestra en la imagen a la izquierda.

En este caso, será del tipo 2CE, que mide la creatinina, albumina y la relación entre ambas.

Posteriormente se debe presionar el botón “Ok” y a continuación el equipo solicitará se ingrese o escanee el nuevo código del tubo:



Cualquier duda favor de comunicarse al: 01 477 7114056

O contactar a través de: abbainsadisa.com/contactar

Esta Guía Rápida se puede descargar en abbainsadisa.com/descargas



PROVEEDOR
DE SALUD

INSTITUTO DE SALUD Y DIAGNOSTICO S.A. DE C.V.

INSADISA

Guía rápida para el uso del equipo Mission U120 Ultra

CODIGO: R 8.5.1-3.g

Revisión # 0

Fecha de revisión: 05-04-2018

Fecha de emisión: 05-04-2018



Ingresar el código del tubo, el cual se encuentra en la etiqueta de este.

Configuración del Equipo

1. Instalación
del Menú

3. Revisión
de Registros

2. Control
del examen

4. Examen
de la
muestra

A continuación, se mostrará en la pantalla la cantidad de tiras y el menú siguiente:

1. Instalación del Menú

Al ingresar a “Instalación del Menú” se mostrarán seis cuadros. Los únicos que se recomienda modificar son los tres primeros (Instalaciones del Examen, Configuración del analizador e Instalación de Revisión”; por el contrario, los tres últimos (Bloqueo, Diagnóstico y Servicio) se recomienda no modificar.

1a. Instalaciones
del Examen

2a. Configuración
del analizador

3a. Instalación de
Revisión

4a. Bloqueo

5a. Diagnóstico

6a. Servicio

Cualquier duda favor de comunicarse al: 01 477 7114056

O contactar a través de: abbainsadisa.com/contactar

Esta Guía Rápida se puede descargar en abbainsadisa.com/descargas



PROVEEDOR
DE SALUD

INSTITUTO DE SALUD Y DIAGNOSTICO S.A. DE C.V.
INSADISA

Guía rápida para el uso del equipo Mission U120 Ultra

CODIGO: R 8.5.1-3.g

Revisión # 0

Fecha de revisión: 05-04-2018

Fecha de emisión: 05-04-2018

1a. Instalaciones del Examen

Examen continuo	Apagado				
Módulo	Rutina				
Número de examen	000001				
Tipo de tira	2CE				
Número de lote de la tira	(aparecerá lote ingresado)				
Fecha de expiración de la tira	(aparecerá la fecha capturada)				
Unidades	Convencional + arbitrario				
Informe y despliegue de los exámenes	Aparecerá la leyenda "Entre" ***No modificar*** <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>01.....</td> <td>CRE</td> </tr> <tr> <td>02.....</td> <td>ALB</td> </tr> </table>	01.....	CRE	02.....	ALB
01.....	CRE				
02.....	ALB				
Instalaciones anormales	Aparecerá la leyenda "Entre" ***No modificar***				
Lista de trabajo	Apagado				
Formato de examen	Aparecerá la leyenda "Entre". Seleccionar modo "Prueba rápida".				

2a. Configuración del analizador

Instale la impresora	Aparecerá la leyenda "Entre".	
	Seleccione la impresora	Interna
	Imprima oscuridad	5
	Imprima módulo	Normal
	Impresión automática	Encendida * En caso de que se termine el papel, cambiar a "Apagada"
	Imprima copias	1
	Imprima papel	Papel térmico normal
Sonido	Apagado	
Lector de código de barras	Apagado	
Idioma	Español	
Fecha/Hora	Aparecerá la leyenda "Entre".	
	Formato de fechas	DD-MM-AAAA
	Separador de fecha	-
	Formato de tiempo	24 H
	Separador de tiempo	:
	Instalación de la Fecha	Especificarla
Instalación de tiempo	Especificarla	
Reinicio automático del número	Apagado	
Mostrar el contraste	+3	
Fuente de energía	Suministro de energía	
Ahorro de energía	Encendido (5) minutos	
Teclado numérico	Llave alfanumérica	

Cualquier duda favor de comunicarse al: 01 477 7114056

O contactar a través de: abbainsadisa.com/contactar

Esta Guía Rápida se puede descargar en abbainsadisa.com/descargas



PROVEEDOR
DE SALUD

INSTITUTO DE SALUD Y DIAGNOSTICO S.A. DE C.V.

INSADISA

Guía rápida para el uso del equipo Mission U120 Ultra

CODIGO: R 8.5.1-3.g

Revisión # 0

Fecha de revisión: 05-04-2018

Fecha de emisión: 05-04-2018

Conectividad	Aparecerá la leyenda "Entre". No modificar.
Impresión automática del auto examen	Apagado

3a. Instalación de la revisión

Se mostrará un resumen de toda la configuración del equipo.

4a. Bloqueo

No usar esa funcionalidad

5a. Diagnóstico

No usar esa funcionalidad

6a. Servicio

No usar esa funcionalidad

3. Revisión de registros

Borrar todos los datos	Se usa para borrar todos los datos
Búsqueda de Datos	Se podrán buscar los resultados por examen, fecha, etc.
Revisión de todos los Datos	

4. Control de Examen

No usar; este módulo se usará solamente cuando se corren controles.

5. Examen de la muestra

Módulo para procesar las muestras.

Cualquier duda favor de comunicarse al: 01 477 7114056

O contactar a través de: abbainsadisa.com/contactar

Esta Guía Rápida se puede descargar en abbainsadisa.com/descargas